



CooperVision®
Живи ярко

Инструкция по применению
Средство по уходу за контактными линзами
ComfortVue



CooperVision®
Живи ярко

Наименование

Средство по уходу за контактными линзами ComfortVue

Назначение

Применяется для очистки, дезинфекции, смазывания, увлажнения, удаления белковых отложений, промывания и хранения, мягких контактных линз.

Способ применения

Важно: внимательно прочитайте инструкцию перед применением средства.

Большая часть проблем, связанных с ношением контактных линз, возникает из-за неточного выполнения инструкций по уходу за линзами. Следуйте рекомендациям вашего офтальмолога, не меняйте растворы без рекомендации специалиста.

Во избежание проблем при ношении линз и для достижения большего комфорта важно следовать стадиям 1, 2, и 3 каждый день.

Стадия 1 – очистка

- Вымойте, ополосните и высушите руки перед манипуляциями с контактными линзами.
- Положите каждую линзу на ладонь и нанесите на нее несколько капель универсального раствора.
- Осторожно потрите каждую сторону линзы кончиком указательного пальца в течение 15-20 секунд.

Стадия 2 – промывание

- После очистки промойте ваши линзы раствором.

Стадия 3 – дезинфекция

- Откройте контейнер для контактных линз и положите левую линзу в левое отделение контейнера и правую линзу в правое отделение контейнера, заполните контейнер почти до края раствором и плотно закройте крышку.

Линзы должны находиться в растворе не менее 4 часов или всю ночь

- Рекомендуется заменить раствор в контейнере для повторной дезинфекции при длительном хранении, превышающем 7 дней.

Уход за контейнером

После использования контейнера для контактных линз, тщательно промойте контейнер раствором или стерильным физиологическим раствором и просушите на воздухе. Не используйте мыло или другие моющие средства. Контейнеры для контактных линз должны храниться сухими, если не используются, и должны заменяться так часто, как рекомендовано специалистом.

Не промывайте контактные линзы или контейнер для контактных линз водопроводной водой.

Комфорт при ношении линз

Для улучшения комфорта и увлажнения линз, можно добавить несколько капель раствора на обе поверхности линзы до надевания линзы на глаз.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость одного из компонентов раствора.



CooperVision®
Живи ярко

Меры предосторожности

- Не смешивайте раствор с другими жидкостями.
- Проконсультируйтесь со специалистом до применения медикаментозного лечения, если вы носите контактные линзы.
- Не используйте, если упаковка повреждена.
- Если присутствует постоянное раздражение глаз, прекратите использование немедленно, снимите линзы и проконсультируйтесь со специалистом.
- Не используйте содержимое флакона по истечении 3 месяцев после вскрытия.
- Храните все продукты по уходу за контактными линзами в недоступном для детей месте.
- Храните контактные линзы в контейнере с закрытой крышкой.
- Не касайтесь кончиком флакона посторонних предметов.
- Всегда закрывайте флакон после использования.
- Храните при температуре от 4° С до 25° С.
- Не промывайте контактные линзы или контейнер для линз водопроводной водой
- Регулярно очищайте ваш контейнер для линз и заменяйте его с частотой, рекомендованной специалистом.
- В целях безопасности ваших глаз, никогда не используйте раствор дважды.
- Если линзы хранятся в растворе более 7 дней, рекомендуется повторить процедуру дезинфекции.
- Не используйте после истечения срока годности, указанного на флаконе и на упаковке.
- Во время дезинфекции всегда держите контейнер для линз в вертикальном положении и в безопасном месте (в недоступном для детей).

Условия хранения

Хранить при температуре от 4°С до 25°С, избегать попадания на флакон прямых солнечных лучей.

Гарантия и рекламация

Производитель гарантирует качество изделия в течение всего срока годности при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Все жалобы на изделие на территории Российской Федерации следует направлять уполномоченному представителю производителя в РФ ООО «КуперВижн РУС» по адресу: Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, эт. 17, пом. I, ком. № 1707а.

тел: 8-800-200-77-44

e-mail: info@coopervision.com.ru

Информация о производителе и разработчике

CooperVision Manufacturing Ltd.,

Delta Park, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire PO15 5RL, United Kingdom.

Информация о месте производства

- CooperVision Manufacturing Ltd., South Point, Hamble, Southampton, SO31 4RF, United Kingdom;

Регистрационное удостоверение: № ФСЗ 2011/08910 от 18.05.2017 года